



FLÄCHEN-
DESINFektionsmittel

ACO®-top

Gebrauchsfertige Desinfektion auf Alkoholbasis zur
Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände
und Ausscheidungen

Désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcool
pour une désinfection rapide des surfaces,
objets et d'excrétions



Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

ACO®-top BAG-Nr.: CHZN 3528

Gebrauchsfertig

Zur gewerblichen Verwendung

unparfümiert

ZUSAMMENSETZUNG

100 g ACO®-top enthalten: 60 g Ethanol, 1 g Propan-1-ol,
1 g Propan-2-ol

ANWENDUNGSGBIETE

Zur Schnell-Desinfektion von

- kleinen Flächen und Gegenständen
- sonstigen alkoholbeständigen Materialien

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Unverdünnt anwenden!

ACO®-top aufbringen und die Flächen vollständig benetzen, gegebenenfalls mit einem mit ACO®-top getränktem Tuch verreiben.

Wirksamkeit

bakterizid	100 % – 30 s
levurozid	100 % – 30 s
mykobakterizid	100 % – 60 s
viruzid (behüllte Viren, z. B. Influenza/ Grippe)	100 % – 60 s

WARN- UND LAGERHINWEISE

- ACO®-top ist leicht entzündlich!
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquelle fernhalten. Nicht rauchen.
- Ausbringung max. 50 ml/m².
- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei gut belüftet und trocken, nicht in der Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

EIGENSCHAFTEN

- wirkt bakterizid (inkl. Tbc) – fungizid – viruzid
- schnelle Wirkung und rasche Abtrocknung nach Desinfektion der Flächen und Gegenstände
- gute Netzfähigkeit

Mode d'emploi

à lire attentivement!

ACO®-top BAG-Nr.: CHZN 3528

Prêt à l'emploi

Pour usage professionnel

non parfumée

PRINCIPES ACTIFS

100 g ACO®-top contient: 60 g Ethanol, 1 g Propane-1-ol,
1 g Propane-2-ol

DOMAINES D'APPLICATION

Désinfection rapide

- des petits objets et petites surfaces
- appliquer seulement sur les matériaux supportant bien l'alcool

MODE D'UTILISATION/DOSAGE

Utilisation non-diluée seulement

Appliquer Aco top sur les surfaces et les mouiller complètement avec le produit; si nécessaire, frotter avec un chiffon.

Efficacité

bactéricide	100 % – 30 s
lévurocide	100 % – 30 s
mycobactéricide	100 % – 60 s
virucide (virus enveloppés, p. ex. influenza)	100 % – 60 s

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/STOCKAGE

- ACO®-top est facilement inflammable
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Quantité max. à pulvériser: 50 ml/m² aire de la pièce.
- Conserver le désinfectant au sec et au frais, mais à l'abri du gel, dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'ignition et hors de la portée des enfants.
- Ne plus utiliser au-delà de la date de péremption

PROPRIÉTÉS

- bactéricide (BK inclus), fongicide, virucide
- efficacité et séchage rapides après la désinfection des surfaces et des objets.
- bon pouvoir tensio-actif

BESONDERE HINWEISE

- a) Inkompatibilitäten
entzündlich, nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden.
Sonstiges: Kontakt mit alkoholempfindlichen Materialien (Lackierungen, Beizungen, Plexiglas u.a.) vermeiden.
- b) Schutzmaßnahmen
Bei Anwendung oberhalb von 150cm: Schutzbrille und langärmelige Schutzkleidung tragen. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln Schutzhandschuhe tragen
- c) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch
ACO®top ist reizend bei Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen, Darm etc.). Als Sofortmaßnahmen bei solchen Reizungen wird die Verdünnung des Präparates empfohlen. Bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit sonstigen Schleimhäuten reichlich mit Wasser spülen. In jedem Falle ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- d) Hinweise
ACO®top sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett, Sicherheitsdatenblatt und Produktinformation lesen.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

- a) Incompatibilités
inflammable, ne pas utiliser à proximité de sources d'ignition.
Observations particulières: Ne pas utiliser sur les matières sensibles à l'alcool (laques, vernis, plexiglas etc.)
- b) Mesures de protection
Pour une utilisation sur des surfaces de plus de 150 cm: porter des lunettes de protection et des vêtements de protection à manches longues. Porter des gants de protection lors de la manipulation des désinfectants.
- c) Contre-mesures en cas d'utilisation incorrecte:
Au cas où Fugaten® viendrait en contact avec les muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins etc.), consulter un médecin immédiatement. Dans ce cas, diluer le produit sans attendre en faisant boire une quantité d'eau importante au patient. En cas de contact avec d'autres muqueuses, rincer abondamment à l'eau. Dans tous les cas consulter un médecin.
- d) Remarque générale
Lisez toujours l'étiquette, la fiche de données de sécurité et les informations sur le produit avant utilisation.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

	Art.-Nr.
12 x 500 ml Flasche	16822
1 x 10 L Gebinde	16820

ZUBEHÖR

Auslaufhahn für 10 l Gebinde	10736
Sprühaufsatz weiss Standard	10138
Sprühkopf weiss Professional	10011

CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'ENVOI

	no d'article
12 x 500 ml bouteille	16822
1 x 10 L bidons	16820

ACCESOIRES

Robinet de purge 10 l	10736
Pistolet vaporisateur blanche Standard	10138
Pistolet vaporisateur blanche Professional	10011

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerion aussitôt!

Tel.: 056 - 441 69 81



LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG
Dorfstr. 26a, 5210 Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14
www.lysoform.ch