



Wasa®-Soft

Haut-Waschlotion
Für empfindliche oder stark beanspruchte Haut

**Lotion nettoyante pour la peau
sensible ou soumise à de nombreux lavages**



Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Wasa®-Soft

INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Alcohol Denat., Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-200 Glyceryl Hydrogenated Palmitate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Sorbic Acid, Citric Acid, Dibutyl Adipate, CI 42090, CI 47005

EIGENSCHAFTEN

- **Wasa®-Soft** reinigt schonend und gründlich, selbst bei starker Verschmutzung
- sehr gute Verträglichkeit auch bei Anwendung alkoholischer Hände-Desinfektionsmittel
- ist auch bei empfindlicher Haut gut verträglich,
- erhält den natürlichen Schutzmantel der Haut
- bildet einen milden Schaum, hat einen angenehmen Geruch
- hinterlässt keinen Kalkseifenrand
- alkalifrei
- hautneutraler pH-Wert

ANWENDUNGSGBIETE

- **Wasa®-Soft** eignet sich wegen seiner Hautverträglichkeit für den regelmäßigen Gebrauch und ist besonders zu empfehlen, wenn aus beruflichen Gründen häufige Waschungen notwendig sind
- vor der chirurgischen und nach der hygienischen Hände-Desinfektion
- zum Waschen und Duschen
- zur allgemeinen Körperreinigung
- bei Empfindlichkeit gegen alkalische Seifen

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Hände bzw. Haut anfeuchten, mit **Wasa®-Soft** waschen, gut abspülen und abtrocknen. Für Schaumbäder und Körperwaschungen entsprechend mehr **Wasa®-Soft** nehmen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

| | Art.-Nr. |
|----------------------|----------|
| 20 x 500 ml-Flasche | 4845 |
| 12 x 1 Liter-Flasche | 4875 |
| 2 x 5 Liter-Kanister | 4895 |

Zubehör

| | |
|--|------|
| Lydos F-Wandspender für 500 ml-Flasche | 5810 |
| Lydos 1000-Wandspender für 1000 ml-Flasche | 5763 |
| Wandspender ELS 25 für 500 ml-Flasche | 4749 |
| Wandspender TLS 25 für 1 Liter-Flasche | 5764 |



Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappelleront aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81

Mode d'emploi

A lire attentivement!

Wasa®-Soft

INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Alcohol Denat., Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-200 Glyceryl Hydrogenated Palmitate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Sorbic Acid, Citric Acid, Dibutyl Adipate, CI 42090, CI 47005

PROPRIÉTÉS

- **Wasa®-Soft** nettoie la peau en douceur et en profondeur, même en cas de salissure importante
- très bonne tolérance, même en cas d'utilisation régulière de désinfectants pour les mains à base d'alcool
- est bien supporté par les peaux sensibles
- ne détruit pas l'équilibre physiologique de la peau
- formation d'une mousse légère et agréablement parfumée
- ne laisse pas de dépôt calcique dans la baignoire/le lavabo
- ne contient pas de substances alcalines
- le pH correspond à celui de la peau

DOMAINES D'APPLICATION

- **Wasa®-Soft** est très bien toléré par la peau et peut donc être utilisé de façon régulière, par exemple lorsque pour des raisons professionnelles, il est nécessaire de se laver fréquemment les mains
- utiliser avant la désinfection „chirurgicale“ des mains et après la désinfection „hygiénique“ des mains
- pour la toilette, la douche
- pour l'hygiène corporelle en général
- en cas d'hypersensibilité vis-à-vis des savons alcalins

MODE D'UTILISATION/DOSAGE

Mouiller les mains/la peau; laver avec le **Wasa®-Soft**, bien rincer et sécher. Pour les bains moussants et la toilette, utiliser une quantité de **Wasa®-Soft** plus importante.

CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'ENVOI

| | No. d'article |
|---------------------|---------------|
| 20 x 500 ml flacon | 4845 |
| 12 x 1 litre flacon | 4875 |
| 2 x 5 litres bidon | 4895 |

Accessoires

| | |
|--|------|
| distributeur mural type Lydos F pour le flacon de 500 ml | 5810 |
| distributeur mural type Lydos 1000 pour le flacon de 1000 ml | 5763 |
| distributeur mural ELS 25 pour le flacon de 500 ml | 4749 |
| distributeur mural TLS 25 pour le flacon de 1 litre | 5764 |



Lyoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269

www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG

Postfach 444, CH-5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14

www.lysoform.ch