



PRODUKT DATABLAD

Desinfektion - Ytdesinfektion

Wetrok SintOx 15 %

Desinfektion med väteperoxid för lägre miljöbelastning - effektivt mot bakterier, jästsvampar, mögelsvampar, virus med och utan omgivande hölje





Wetrok SintOx 15 %



pH-värde (koncentrat): 0.7–1.7

Viktiga ingredienser:
Väteperoxid 7,5 g/100 g

ANVÄNDNING

- ytdesinfektionsmedel baserat på väteperoxid/silverföreningar
- Användningsområden: hälso- och sjukvården, veterinärvården, livsmedels- och foderindustrin
- lämpar sig för desinficering av dricksvatten, skyddsmedel i kyl- och processsystem (endast CH)

EGENSKAPER

- baktericid, levurocid
- fungicid (jäst- och mögelsvampar)
- virucid (polio-, adeno-, norovirus)
- mot virus med och utan omgivande hölje
- eftersköljning krävs ej

BRA ATT VETA

- fungerar efter 30 min. verkningstid mot bakterier, virus, jäst- och mögelsvampar

OBSERVERA

- Mässing kan missfärgas
- vid regelbunden användning kan självglansdispersioner påverkas negativt
- på lackerade ytor eller beläggningsmaterial rekommenderas provanvändning på ett dolt ställe

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Ytdesinfektion

Desinficera den rengjorda och torra ytan med den förfuktade eller lätt urpressade moppen med lätt tryck. Fördela en tillräcklig mängd desinfektionsmedel. Hela ytan måste vara fuktad. Var noga med verkningstiden. Använd handskar.

DOSERING OCH VERKNINGSTID

effekt	testmetod	Dosering (%)	Verkningstid
baktericid, levurocid	EN 13697, hög belastning	40	30 min
		66	15 min
fungicid	EN 1650, låg belastning	50	15 min
virucid	EN 14476	66	30 min
Norovirus	EN 14476	66	15 min
	EN 16777	66	30 min
Adenovirus	EN 14476	66	15 min
	EN 16777	66	30 min

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

Hållbarhet vid obruten förpackning, se produktens etikett.

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.

METHODS
finder

