



Scheda prodotto SintOx 3%

V 01 / 16.04.2014

wetrok[®]

Wetrok SintOx 3%

Disinfettante



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di manutenzione
15 min. tempo di azione:
non diluito

I vantaggi

Disinfettante incluso nella lista VAH (composto per l'igiene applicata).
A base di perossido di idrogeno e ioni dell'argento.
Efficace contro batteri Gram positivi e Gram negativi, virus (Influenza A) e lieviti.

Impiego:

Per la disinfezione della superfici nella sanità pubblica, in ambito veterinario, nel settore alimentare e dei mangimi.


Informazioni utili:

L'ottone può cambiare colore. In caso di utilizzo regolare, le dispersioni autolucidanti potrebbero essere intaccate. In caso di verniciature o di materiali di rivestimento, si consiglia di testare il prodotto su un punto nascosto.

Caratteristiche:

battericida
levurocida
virucida (Influenza A)
non schiumante
non è necessario risciacquare
ampio spettro d'azione

pH concentrato:



Componenti principali:

Perossido di idrogeno 1,5 g/100 g

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Disinfezione delle superfici

Bagnare accuratamente le superfici pulite e asciutte con la soluzione disinfettante (mop o panno, non utilizzare microfibra).
Rispettare i tempi di azione e indossare i guanti.